

Sauvegarde DB & Logs

Il est possible de faire un backup complet des paramètres du Quantum ainsi que toutes les données de toutes les compétitions (configurations, temps,...). Allez dans le menu « Sauvegarde DB & Logs » et cliquez sur « Sauvegarder ». Le fichier ZIP créé contiendra un dossier Data. Pour restaurer ces données (sur un nouvel ordinateur par exemple), remplacer le dossier « Data » d'installation par celui sauvegardé (par défaut se trouve sous C:\SwissTiming\DRC64Data\Quantum\Swimming).

Revision #1

Created 3 December 2023 20:48:05 by Florian

Updated 3 December 2023 20:48:16 by Florian